


1600196 - Aide à la réanimation Lifepad® RH112



Déscription

Lifepad® RH112 est un aide à la réanimation vous guide dans le processus de réanimation à la maison ou au travail. Lifepad® appareil à réanimation vous guide étape par étape.

- Système de feedback visuel et sonore
- Format compact A5
- Positionnement facile
- Peut être utilisé à partir de 12 ans sans connaissances préalables
- Lifepad® est résistant à l'eau
- Peut être utilisé en combinaison avec un défibrillateur
- Inclus dans l'appareil : 1x pile CR2032

Spécifications

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Marque | Beurer |
| Taxe Bebat | 0.06 EUR |
| Réglementation Européenne | MDR - 2017/745/EU - Classe I |
| Type d'emballage | Pièce |