


## 1600196 - Aide à la réanimation Lifepad® RH112



### Déscription

Lifepad® RH112 est un aide à la réanimation vous guide dans le processus de réanimation à la maison ou au travail. Lifepad® appareil à réanimation vous guide étape par étape.

- Système de feedback visuel et sonore
- Format compact A5
- Positionnement facile
- Peut être utilisé à partir de 12 ans sans connaissances préalables
- Lifepad® est résistant à l'eau
- Peut être utilisé en combinaison avec un défibrillateur
- Inclus dans l'appareil : 1x pile CR2032

### Spécifications

<b>Marque</b>	Beurer
<b>Taxe Bebat</b>	0.06 EUR
<b>sku</b>	1600196
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce