


## 1601506 - Sacs à linge 600 x 900 mm - bleu - 10 pcs



### Déscription

Sac en filet coloré principalement utilisé pour nettoyer les vêtements des résidents. Ils sont conçus en 100% polyester, ont une capacité de 10 kg et se ferment à l'aide d'une attache, a commander séparément.

### Spécifications

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| <b>Marque</b>                    | France Hopital               |
| <b>Dimensions du produit</b>     | L 60 cm, H 90 cm             |
| <b>Couleur</b>                   | Bleu                         |
| <b>Matériel</b>                  | Polyester                    |
| <b>Réglementation Européenne</b> | MDR - 2017/745/EU - Classe I |
| <b>Type d'emballage</b>          | Pièce                        |