

1013837 - Gobelet - vert - 375 ml - 1 pc



Déscription

La tasse isotherme est utilisée pour garder une boisson chaude ou froide. Il possède une double paroi, d'où sa bonne propriété d'isolation thermique. Le point fort de ce produit est sa forme d'entonnoir interne, qui évite aux personnes ayant des problèmes de cou de devoir incliner la tête pour boire.

Spécifications

Marque	Ornamin
Anse	Oui
Coupe isolante	Non
Indication d'échelle	Non
Composition	Polypropylène
sku	1013837
Couverture	Non
Contenu	375 ml
Couleur	Vert
Type d'emballage	Pièce