

1014700 - 3M™ Micropore™ - avec distributeur - 1,25 cm x 9,14 m - 1 x 24 pcs



Déscription

En raison de sa tolérance cutanée exceptionnelle, le patch 3M™ Micropore™ permet des changements de pansement fréquents. Il ne laisse aucun résidu collant et le retrait est indolore. 3M™ Micropore™ est poreux, perméable à la vapeur d'eau et à l'air, laisse respirer la peau et laisse passer les rayons X. Son effet auto-adhésif augmente avec le temps, il reste donc parfaitement en place.

Spécifications

Marque	3M™
Dimensions du produit	L 1.2 cm, L 914 cm
Composition	Papier
Stérile	Non
Compresse	Non
Perforé	Non
Couleur	Blanc
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Type d'emballage	Boîte