

## 1551537 - Biosen C-Line Clinic Analyzer pour glucose ou lactate - 1 canal de mesure - 1 pc



### Déscription

Les analyseurs Biosen spécialement conçus pour les hôpitaux et les labs nécessitant beaucoup des mesures de glucose et de lactate rapides et précises. Le Biosen demande un minimum de maintenance et utilise des chipsensors durables et faciles à remplacer. L'appareil est robuste et facile à utiliser. L'écran tactile avec rétro-éclairage permet de facilement naviguer dans le menu et de configurer les différents paramètres du système. Biosen peut sauvegarder jusqu'à 1000 résultats de patients et peut être connecté à un ordinateur et une imprimante. Lecteur de code barre optionnel disponible.

### Spécifications

<b>Marque</b>	EKF
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce