

## 1103173 - Texa® set à pansement - stylette boutoné - 1 x 60 pcs



### Déscription

Le set de pansement avec stylette boutoné est emballé stérilement individuellement et contient:

- 5 x compresses de gaze 5 x 5 cm 17 fils, 8-plies en 100% coton
- 1 x pince bleu 12,8 cm en polystyrène
- 1 x stylette boutoné en acier inoxydable

### Spécifications

<b>Marque</b>	Texa
<b>Contenu des sets stériles</b>	Compresse de gaze 5 x 5 cm: 5 pcs, pince: 1pc, stylette boutoné: 1pc
<b>Normes</b>	ISO 13485: 2016
<b>Blister</b>	3 pièces
<b>Méthode de stérilisation</b>	Oxide d'éthylène
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe Is
<b>Type d'emballage</b>	Boîte