

1603692 - Canule de Shiley™ à ballonnet fenestrée T8 (chemise interne UU) - 1 pc

Déscription

Shiley™ T8 tubes met een venster voor volwassenen hebben een grote opening die een grotere luchtdoorstroming toelaat en de patiënt helpt om door de bovenste luchtweg te ademen.

De tubes zijn geschikt voor eenmalig gebruik en zijn steriel verpakt.

Spécifications

| | |
|-------------------------|-----------|
| Marque | Medtronic |
| Stérile | Oui |
| Type d'emballage | Boîte |