

## 1574649 - TS 23 chauffante-matelas - 150 x 80 cm - 1 pc



### Déscription

chauffante-matelas avec 3 réglages de température et matière polaire agréable et chaude qui vous garde au chaud. La couverture peut être lavée en machine à laver à 30°.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Beurer
<b>SKU leverancier</b>	31481
<b>Housse lavable en machine</b>	Oui
<b>Système de sécurité</b>	Oui
<b>Puissance</b>	60 W
<b>Réglementation Européenne</b>	2014/30/EU
<b>Type d'emballage</b>	Pièce