

1009243 - Boîte à instruments - inox - 22 x 12 x 6 cm - 1 pc



Déscription

Cette boîte en acier inoxydable est utilisée pour le stockage de petits instruments chirurgicaux en métal.

Spécifications

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| Marque | Michiels |
| Matériel instruments | Inox |
| Réglementation Européenne | MDD - 93/42/EEC - Classe I |
| Taille | 22 x 12 x 6 cm |
| Type d'emballage | Pièce |