

## 1539713 - Autoclave B Classic 17 - 17 litres



### Déscription

L'autoclave B Classic a été conçu dans le but de simplifier le travail des utilisateurs et d'optimiser le temps et les coûts. Son excellente qualité et sa fonctionnalité vous garantissent un très haut niveau de sécurité et de fiabilité. Facile à utiliser, il vous permet de surveiller en permanence chaque cycle de stérilisation. Le stérilisateur est disponible en deux volumes (17 et 22 litres) avec des dimensions extérieures identiques pour tous les volumes. Il est également doté d'un écran à cristaux liquides monochromatique et d'un clavier.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Mocom
<b>Poids du produit</b>	50 kg
<b>SKU leverancier</b>	7A210000
<b>Nombre de plateaux</b>	5
<b>Dimension extérieure (L X H x P)</b>	480 x 500 x 600 mm
<b>Dimensions intérieures</b>	250 x 350 mm
<b>Possibilité de connecter une imprimante</b>	Oui
<b>Autonomie</b>	7 à 11 cycles
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Volume</b>	17 L