

1560506 - KARDIOMED 521 - Pluto



Déscription

Le système de réadaptation Kardiomed® Pluto comprend un tapis roulant avec une faible hauteur d'accès et des barres latérales extensibles sur toute la longueur du tapis roulant.

Pour les patients ayant une capacité limitée à la marche, un entraînement fonctionnel à la marche est liée à beaucoup d'efforts et souvent aussi à l'inconfort des thérapeutes et des patients. C'est une bonne raison d'utiliser un tapis roulant approprié, sécurisant, pour réaliser un programme de réhabilitation.

Caractéristiques

- Évolution de l'entraînement à la marche et de la thérapie par la locomotion
- Appareils très robustes avec des coûts de maintenance très faibles
- Entraînement physiologique à la marche sûr et proche de la vie de tous les jours
- Accès précoce à la thérapie
- Ecrans LCD
- Barres de sécurité (62 cm)
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Câble d'arrêt d'urgence
- Port d'interface RS 232 (option: adaptateur USB)
- RFID inclus (sur plutôt 521)
- Surface de course 150 x 50 cm
- Plage de vitesse 0-18 km / h (option 0-20 km / h)
- Incréments de 0,1 km / h
- Inclinaison 0% -20% (option 0-25%)
- Panneau de control type Emotion

Spécifications

Marque	Proxomed
sku	1560506
Poids maximal de l'adulte	150 kg
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
Type d'emballage	Pièce