

1601700 - Keiser Air250 Leg Extension



Déscription

La machine d'extension de jambe Air250 est conçue pour un accès aisé. Elle peut être utilisée par des personnes de taille comprise entre 1,47 m et 2,03 m. Le coussin au niveau des jambes et le dossier sont entièrement réglables sans devoir descendre de la machine.

Le dossier est réglable en avant et en arrière sans changer d'angle, ce qui permet de protéger le bas de votre dos pendant l'exercice. Les poignées sont munies de touches de pouce, qui vous permettent de contrôler la résistance pendant l'exercice. Un limiteur de portée est disponible en option pour ajuster la position de départ de 20° à 120°.

Spécifications

Marque	Keiser
Dimensions du produit	H 106.7 cm
SKU leverancier	001121BP
Résistance	0-104 kg
sku	1601700
Couleur	Rouge
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce