

## 1575994 - Fluid Rower E350 - Argent bronze



### Déscription

De Evolution Fluid rower se distingue par son aspect professionnel et son design compact. Il garantit une résistance naturelle et un mouvement fluide et cohérent. Le rameur propose 10 résistances différentes, offrant une expérience agréable grâce à sa caractéristique semi-iso-cinétique unique.

Utilisez-le pour vos séances de cardio, échauffements, récupérations et rééducations. Le rangement est facile et il est idéal pour les sessions de groupe en raison de son design compact.

### Avantages

- Moniteur Bluetooth avec affichage en temps réel des coups d'aviron
- Réserveur jumeau breveté avec 10 niveaux de résistance XL
- Twin Tank: plus grande capacité d'eau et 65% de résistance en plus qu'un Twin
- TankConception compacte et peu encombrante
- Roues de transport à double roulement
- Repose-pieds et sangles ajustables individuellement, avec supports de talon
- Siège ergonomique, antidérapant et extra haut pour un confort ultime
- Support de smartphone compatible
- Dimensions: L 213 x L: 54 x H: 56 cm
- Poids: 30,84 kg
- Poids utilisateur maximum: 150 kg

## Spécifications

<b>Marque</b>	fluid
<b>Type d'emballage</b>	Pièce