

1517630 - Accu-chek Fastclix - autopiqueur -1 pc



Déscription

Le stylo autopiqueur Accu-Chek FastClix est le premier stylo autopiqueur doté d'un système à clic unique et d'un porte-lancette. Cette technologie unique rend la piqûre rapide, facile et pratiquement indolore. Le capuchon rotatif comporte onze réglages de profondeur qui vous permettent d'adapter l'appareil à votre type de peau. Le stylo autopiqueur est doté d'un support contenant six lancettes préemplies, ce qui vous évite de manipuler les lancettes séparément.

Spécifications

Catégorie de glucomètre	Systèmes et lancettes
Marque systèmes et lancettes	Roche Accu-Check
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte