

## 1543565 - TL 70 lampe de thérapie à la lumière du jour - 1 pc



### Déscription

Une lampe de thérapie par la lumière du jour améliore le bien-être en hiver.

- Avec minuterie LED pour l'affichage de la durée du traitement
- Intensité lumineuse d'environ 10 000 lux (distance 10 cm)
- Durée du traitement sur 5 niveaux (15-120 min)
- La technologie LED est économe en énergie
- Minuterie avec arrêt automatique
- Mémoire de gradateur avec 10 niveaux de luminosité

### Spécifications

<b>Marque</b>	Beurer
<b>Dimensions du produit</b>	L 36.6 cm, H 33.5 cm, L 20.3 cm
<b>SKU leverancier</b>	60825
<b>Puissance</b>	36 W
<b>Distance</b>	10 cm
<b>Intensité lumineuse</b>	10000 lux
<b>Type d'emballage</b>	Pièce