

1543144 - Rehausseur toilette 10 cm - sans couvercle - 1 pc



Déscription

Confortable et ergonomique

Le rehausseur de toilettes a une inclinaison de 3° du siège pour respecter l'angle naturel du pelvis.
Le profil supérieur incurvé s'adapte à la forme du corps.
De grandes surfaces de support à l'avant et à l'arrière grâce à son profil particulier.

Installation simple

Installez le rehausseur de toilettes et serrez les élingues avec les deux boutons. Deux pattes de fixation s'adaptent à la cuvette des toilettes.

Facile à nettoyer

Le rehausseur de toilettes se nettoie facilement avec de l'eau chaude et du savon ou peut être stérilisé dans une autoclave.

Spécifications

Composition	100% polypropylène
Couverture	Non
Hauteur réglable	Non
Accoudoirs	Non
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	10 cm
Type d'emballage	Pièce