

## 1533666 - seringues Terumo - 3-parties - Luer Lock - Concentrique - 3 ml - 1 x 100 pcs



### Déscription

La seringue 3 pièces sans aiguille permet une administration précise du médicament grâce à la graduation accurate. La seringue transparente garantit que les bulles d'air sont immédiatement visibles.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Terumo
<b>SKU leverancier</b>	MDSS03LE
<b>Composition</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Corps: polypropylène</li><li>• Piston: polypropylène</li><li>• Joint: élastomère thermoplastique (SS codes), caoutchouc polyisoprène ( MDSS)</li><li>• Lubrifiant: huile de silicone</li></ul>
<b>Sans latex</b>	Oui
<b>Stérile</b>	Oui
<b>sku</b>	1533666
<b>Contenu</b>	3 ml
<b>Location de la pointe</b>	Concentrique
<b>Méthode de stérilisation</b>	Oxide d'éthylène Rayonnement (E-beam)
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Boîte
<b>Tip</b>	Luer lock