

1533666 - seringues Terumo - 3-parties - Luer Lock - Concentrique - 3 ml - 1 x 100 pcs



Déscription

La seringue 3 pièces sans aiguille permet une administration précise du médicament grâce à la graduation accurate. La seringue transparente garantit que les bulles d'air sont immédiatement visibles.

Spécifications

Marque	Terumo
SKU leverancier	MDSS03LE
Composition	<ul style="list-style-type: none">• Corps: polypropylène• Piston: polypropylène• Joint: élastomère thermoplastique (SS codes), caoutchouc polyisoprène (MDSS)• Lubrifiant: huile de silicone
Sans latex	Oui
Stérile	Oui
Contenu	3 ml
Location de la pointe	Concentrique
Méthode de stérilisation	Oxide d'éthylène Rayonnement (E-beam)
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte
Tip	Luer lock