

## 1013071 - Lames de bistouri nr 24 - stériles - 1 x 100 pcs



### Déscription

Le n° 24 est de forme plus semi-circulaire et a été réaffûté le long de son bord avant.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Swann Morton
<b>Composition</b>	Acier inoxydable
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Normes</b>	ISO 1385:2016
<b>Numéro du bistouri</b>	24
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Boîte