

## 1352147 - OP-G7+N Fauteuil d'examen gynécologique goeppel (sans couvin repose-jambes) - Azul Ibiza



### Déscription

Le fauteuil d'examen OP-G7+ est conçu pour répondre à tous les besoins du spécialiste. Cette polyvalence est due à sa grande capacité de mouvement grâce à ses quatre moteurs indépendants et à son système modulaire d'accessoires, permettant au professionnel de santé de les combiner en fonction des besoins spécifiques du cabinet.

Fabriqué avec des matériaux de la plus haute qualité, en tenant compte des besoins ergonomiques et en utilisant un système de rembourrage confortable et hygiénique. Ainsi, OPTOMIC garantit la meilleure expérience pour le médecin et le patient.

Attention: la couleur de la chaise telle qu'elle apparaît sur l'image n'est pas contractuelle et peut varier de la réalité.

### Caractéristiques

- Hauteur minimale de 48 cm : conçue pour faciliter au maximum l'accès des patients.
- Mouvement de soutien des jambes pour les soins aux patients
- Capacité de levage jusqu'à 310 kg
- Appui-jambes motorisé et pliable
- Facilite le mouvement pelvien
- Hauteur réglable
- Commande par interrupteur à main ou à pied
- Accoudoirs en option
- Disponible en plusieurs couleurs

## Spécifications

<b>Marque</b>	Optomic
<b>Dimensions du produit</b>	L 66 cm, L 175 cm
<b>Roues incluses</b>	Non
<b>Hauteur réglable</b>	Oui
<b>Porte-rouleau de papier inclus</b>	Oui
<b>Hauteur</b>	102 cm
<b>Capacité de levage</b>	310 kg
<b>Accoudoirs</b>	Non
<b>Contrôle de hauteur standard</b>	Commande phérférique
<b>Couleur</b>	Azul Ibiza
<b>Réglage de la hauteur</b>	Electrique
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce