

1575193 - Porte-pompe Mobilyzer - diam. 30 mm



Déscription

Accessoire pour la perche à perfusion Mobilyzer. Le Mobilyzer se caractérise par son cadre et sa base spécifiques. Grâce à la base à cinq roues, le patient bénéficie d'une stabilité maximale. Le guidon est facile à régler en hauteur pour que les enfants puissent également utiliser le Mobilyzer.

Spécifications

Marque	TechniCare
Normes	EN 1985 EN 12182
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce