

## 1603691 - Valleylab™ PolyHesive™ REM électrode patient dispersif avec fil 9" adultes - 2,7 m - 50 pcs

### Déscription

Les électrodes Valleylab™ PolyHesive™ REM™ avec fil conviennent pour un usage unique. Toutes les électrodes contiennent un hydrogel à base d'eau et un adhésif acrylate.

Les électrodes n'irritent pas et ne sensibilisent pas.

### Spécifications

**Marque** Medtronic

**Type d'emballage** Boîte