

1539658 - Texa® compresses non-tissées - stériles - 5 x 5 cm - 40 x 5 pcs



Déscription

Les compresses non-tissées Texa® sont des compresses douces et flexibles, doux pour les plaies, avec peu de tendance à coller. Ils sont non effilochants, sans liants ni azurants optiques et ont une forte capacité d'absorption. Ce sont des compresses alternatives économiques aux compresses de gaze traditionnelles.

Spécifications

| | |
|----------------------------------|--|
| Marque | Texa |
| Composition | Non-tissé, 67% viscose, 33% polyester - 30 grammes |
| Stérile | Oui |
| Code CNK | 2164-838 |
| Couches | 4 couches |
| Emballer | 40 x 5 pcs |
| Méthode de stérilisation | Oxide d'éthylène |
| Réglementation Européenne | MDR - 2017/745/EU - Classe Is |
| Taille | 5 x 5 cm |
| Type d'emballage | Boîte |