

## 1539658 - Texa® compresses non-tissées - stériles - 5 x 5 cm - 40 x 5 pcs



### Déscription

Les compresses non-tissées Texa® sont des compresses douces et flexibles, doux pour les plaies, avec peu de tendance à coller. Ils sont non effilochants, sans liants ni azurants optiques et ont une forte capacité d'absorption. Ce sont des compresses alternatives économiques aux compresses de gaze traditionnelles.

## Spécifications

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Marque</b>                    | Texa   |
| <b>Composition</b>               | Non-tissé, 67% viscose, 33% polyester - 30 grammes |
| <b>Stérile</b>                   | Oui  |
| <b>Code CNK</b>                  | 2164-838   |
| <b>Couches</b>                   | 4 couches  |
| <b>Emballer</b>                  | 40 x 5 pcs   |
| <b>Méthode de stérilisation</b>  | Oxide d'éthylène                                   |
| <b>Réglementation Européenne</b> | MDR - 2017/745/EU - Classe Is                      |
| <b>Taille</b>                    | 5 x 5 cm   |
| <b>Type d'emballage</b>          | Boîte  |