

**1549166 - Kocher Pean droite - disponible - metal - stéril - 14 cm -
1 x 25 pcs**



Déscription

Cette pince vasculaire nommée Pean est une pince artérielle droite et sans dents, utilisée pour brièvement clamber ou immobiliser les vaisseaux sanguins sectionnés. Fabriquées en acier inoxydable, ces pinces médicales sont stérilisables.

Spécifications

Marque	Sterisets
Stérile	Oui
Composition	Acier inoxydable
sku	1549166
Forme des instruments	Droit
Qualité instruments	Jetable et stérile
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Taille	14 cm
Type d'emballage	Boîte
Type de pince	Pean