

## 1573549 - Aérosol Air Pro 3000 Plus - 1 pc



### Déscription

Nébuliseur à usage professionnel avec un compresseur durable et puissant pour une utilisation intensive dans les hôpitaux. L'aerosol Air Pro 3000 Plus dispose d'un débit réglable pour optimiser les paramètres de traitement.

1. Très calme
2. Filtre à air professionnel
3. Rapide et efficace RF7 Dual Speed Plus
4. Nébuliseur avec système de valve
5. Masque au toucher doux pour adultes et enfants
6. Tuyau de nébulisation 2 m
7. Peut être utilisé avec le rinçage nasal Rhino Clear ( non-inclus)

## Spécifications

<b>Marque</b>	Flaemnuova
<b>Normes</b>	EN 10993-1, EN 60601-1
<b>MMAD max</b>	2.38 µm
<b>MMAD min</b>	2.21 µm
<b>Volume de remplissage maximal</b>	8 ml
<b>Compressor luchtuitvoer</b>	0.29 milliliter per minute
<b>Débit max.</b>	0.65 milliliter per minute
<b>Débit min.</b>	0.29 milliliter per minute
<b>sku</b>	1573549
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Utilisation aérosol</b>	Intensive
<b>Zone de traitement</b>	Les voies respiratoires inférieures