

## 1543118 - Relax siège de douche pliable - avec accoudoirs - blanc - 1 pc



### Déscription

Le siège de douche mural **Etac** Relax est conçu avec le souci du détail pour que la douche soit une expérience agréable. Un design scandinave minimaliste contre un confort maximal dans une salle de bains élégante.

#### Facile à adapter à vos besoins

Le siège de douche mural Etac Relax peut être facilement adapté à vos besoins grâce à des accessoires confortables tels qu'un dossier et des pieds de support supplémentaires. Asseyez-vous confortablement grâce au design ergonomique arrondi du siège. Lorsque vous vous penchez en arrière, vous rencontrez le confortable dossier thermoréfléchissant. Ressentez un sentiment de sécurité grâce aux accoudoirs à prise souple. Et si nécessaire, vous pouvez ajouter des pieds de support pour plus de stabilité. Il est également bon de savoir que l'Etac Relax a été testé de manière approfondie et qu'il est conforme à toutes les directives européennes pertinentes. Design, fonction et sécurité sont les mots d'ordre d'Etac.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Etac
<b>SKU leverancier</b>	E81703020
<b>Accoudoirs</b>	Oui
<b>Dossier</b>	Non
<b>Pliable</b>	Oui
<b>Profondeur du siège</b>	45 cm
<b>Largeur du siège</b>	40 cm
<b>Composition</b>	Siège : polypropylène ; Accoudoirs : polypropylène et TPE ; Pieds : aluminium et acier inoxydable ; Capuchons de plancher : TPE
<b>Catégorie assise de douche</b>	Assises de douche
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Poids max. de l'utilisateur</b>	125 kg
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce