

## 1576509 - 3M™ Red Dot™ Electrode base mousse gel adhésif - 20 x 50 pcs



### Déscription

Electrode indiquée pour une brève surveillance cardiaque.

- Le support en mousse adhésive et le gel collant breveté assurent un excellent contact avec la peau.
- Support en mousse résistant aux fluides.
- Port de 3 jours, performance de 30 jours en sortie de boîte.
- Fournit une alternative économique à vos besoins de surveillance à court terme.

### Spécifications

<b>Marque</b>	3M™
<b>Composition</b>	Mousse
<b>Couleur</b>	Beige
<b>EKG catégorie</b>	Electrodes & accessoires ECG
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Carton