


## 1559951 - Couvertres 169-269 pour cassettes à médicaments 161-261 - 1 x 25 pcs



### Déscription

La fabrication des couvercles coulissants est un secret bien gardé. Les couvercles ferment le MediDispenser si fermement qu'aucune humidité ne peut y pénétrer. Ce couvercle coulissant s'adapte aux distributeurs journaliers de taille grand art. 161/169 et art. 261/269.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Wiegand
<b>Dimensions du produit</b>	L 7.8 cm, L 35 cm
<b>A utiliser avec:</b>	Cassette 161, 261
<b>Sans latex</b>	Oui
<b>Composition</b>	PET: Le polyéthylène téréphtalate est un plastique polyester (adapté à l'alimentation). Le PET est résistant aux UV-B, UV-C-FUV, UV-C-VUF, EUV et XUV
<b>sku</b>	1559951
<b>Couleur</b>	Transparent
<b>Type d'emballage</b>	Paquet