

1558667 - Brassard velcro + poumon avec 1 tuyau - jeunes adultes - 13-20 cm - 1 pc



Déscription

Brassard avec fermeture velcro type GAMMA XXL LF, 2 tubes inclus. Taille enfant avec une circonférence de 13 à 20 cm.

Spécifications

Marque	Heine
Compatible avec	Heine G5; Heine G7
Portée du brassard	13 - 20 cm
sku	1558667
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille du brassard	S
Type d'emballage	Pièce