

## 1002944 - Heidelberger - ligne d'extension 75 cm - luer lock - 1 pc



### Déscription

Les rallonges, type Heidelberger et Prolongateur de B. Braun, sont utilisées dans toutes les disciplines médicales où l'on pratique la thérapie IV. Le dispositif peut être utilisé pour tous les patients pour lesquels une thérapie par perfusion est prescrite. Aucune limitation liée au sexe ou à l'âge. Les lignes d'extension de petit calibre peuvent être utilisées pour les adultes, les enfants et les nouveau-nés.

La thérapie IV est effectuée pour:

- le maintien du volume des fluides
- le remplacement du volume de liquide
- l'administration d'agents chimiothérapeutiques, de soutien nutritionnel, d'antibiotiques et d'autres médicaments.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Braun
<b>Composition</b>	PVC, sans DEHP
<b>Sans latex</b>	Oui
<b>Stérile</b>	Non
<b>sku</b>	1002944
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
<b>Taille</b>	75 cm
<b>Type d'emballage</b>	Pièce