

1012242 - Gants d'examen Soft Nitrile - non-poudré - non-stérils - blanc - XL - 1 x 180 pcs



Déscription

Texa® soft Nitrile est un gant d'examen nitrile avec un rapport qualité-prix excellent. Pour des prestations médicaux non-stériles. La solution parfaite pour des personnes souffrantes d'allergie au latex. Non-poudré. Disponible en couleur bleu clair ou blanc en tailles S, M, L et XL.

Spécifications

Poudré	Non
Longueur de la manchette	24 cm
Conforme à la norme HACCP	Non
Normes	EN 455-1; EN 455-2; EN 455-3; EN 455-4; ISO 10993-1; ISO 10993-10; ISO 2859-1; EN 15223-1; ISO 14971; EN 420; ISO 374-1; ISO 374-2; EN 16523-1; ISO 374-4; ISO 374-5; EN 1186-1
Couleur	Blanc
Ingrédient principal	Nitrile doux
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Stérile	Non
Taille	XL
Type d'emballage	Boîte