

## 1600327 - Assise fermée pour toutes les Clean - hauteur 2 cm - gris



### Déscription

Un siège fermé lorsque vous voulez couvrir l'ouverture d'hygiène, par exemple pendant le transport, sous la douche ou pour cacher un bassin de lit. Siège stable avec une surface plane et confortable.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Etac
<b>Dimensions du produit</b>	H 2 cm
<b>Composition</b>	Polyuréthane
<b>Catégorie toilette ou douche</b>	Accessoire douche fauteuil roulant
<b>Couleur</b>	Gris
<b>Type d'emballage</b>	Pièce