

1601712 - Keiser Air250 Abdominal



Déscription

Le Keiser Air250 Abominal offre un exercice essentiel et populaire. Peu d'appareils peuvent rivaliser avec le mouvement et l'efficacité du Keiser Air250 Abdominal. Le secret de Keiser est de créer un exercice abdominal sans solliciter les muscles des hanches. Le siège réglable en hauteur et les coussins thoraciques confortables garantissent une position correcte.

- Peu de chocs pour les muscles et les articulations
- Keiser dynamic variable resistance
- Mouvement bilatéral pour un entraînement symétrique
- Grand écran qui montre la résistance et des répétitions

Spécifications

Marque	Keiser
Dimensions du produit	H 119.4 cm
SKU leverancier	002721BP
Résistance	0-125 kg
sku	1601712
Type d'emballage	Pièce