

**1543929 - Coussin de positionnement Long - 26 x 35 cm x 280 cm -  
1 pc**



## Déscription

Le Long Positioner épouse la forme du corps et offre un soutien idéal en empêchant le patient de rouler sur le côté, qu'il soit allongé sur le dos ou sur le côté. Placé entre les jambes, il évite les frottements et les irritations.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Renol
<b>Dimensions du produit</b>	L 35 cm, L 280 cm
<b>SKU leverancier</b>	RCM12200
<b>Normes</b>	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
<b>Composition</b>	Coton
<b>sku</b>	1543929
<b>Couleur housse</b>	Bleu
<b>Lavable</b>	n/a
<b>Marque du matériel de positionnement</b>	Renol
<b>Matériel</b>	PU
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce