

## 1571666 - Bellavista™ 1000e ventilator



### Déscription

Le Bellavista™ 1000e offre un éventail complet de fonctionnalités hautes performances dans un format compact, notamment.

- Mode de ventilation adaptative - Un mode de ventilation intelligent permettant un sevrage plus rapide et une réduction des réglages manuels.
- L'oxygénothérapie à haut débit améliore l'oxygénation des patients tout en améliorant leur confort.
- L'outil de recrutement pulmonaire fournit une manœuvre de recrutement automatisée qui est fiable et reproductible.
- Outils de synchronisation - Amélioration de la synchronisation du patient avec auto.sync, auto.rise et auto.leak.
- SettingAssist - Prévoit tous les paramètres de ventilation grâce à un affichage confortable et facile à utiliser.

Les fonctionnalités complètes comprennent:

- Ventilateur de soins intensifs du nouveau-né à l'adulte avec écran tactile haute définition de 17,3
- Interface utilisateur intuitive
- Mode de ventilation adaptative
- Oxygénothérapie à haut débit
- Fonctions avancées de VNI
- Outil de recrutement pulmonaire
- Capacité de la batterie de 3 heures minimum

## Spécifications

<b>Marque</b>	Vyaire
<b>sku</b>	1571666
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type beademing</b>	Ventilation non invasive