


1600152 - BD Saf-T-Intima™ Recht met P.R.N 24G x 3/4" - 25 pcs



Déscription

BD Saf-T-Intima est utilisé pour les traitements par perfusion à long terme. Il est également utilisé pour l'administration sous-cutanée de la morphine, par exemple. Il peut également être utilisé pour l'hypodermoclyse. Le Saf-T-Intima est équipé d'un système de sécurité qui réduit le risque de blessures par piqûre d'aiguille.

Spécifications

Marque	BD
Stérile	Oui
Sans latex	Oui
Mécanisme de sécurité	Oui
Composition	Polyuréthane, sans DEPH et latex
Couleur	Jaune
Dimensions en mm	0,7 x 18 mm
Méthode de stérilisation	Oxide d'éthylène
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte