


1600152 - BD Saf-T-Intima™ Recht met P.R.N 24G x 3/4" - 25 pcs



Déscription

BD Saf-T-Intima est utilisé pour les traitements par perfusion à long terme. Il est également utilisé pour l'administration sous-cutanée de la morphine, par exemple. Il peut également être utilisé pour l'hypodermoclyse. Le Saf-T-Intima est équipé d'un système de sécurité qui réduit le risque de blessures par piqûre d'aiguille.

Spécifications

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Marque | BD |
| Stérile | Oui |
| Sans latex | Oui |
| Mécanisme de sécurité | Oui |
| Composition | Polyuréthane, sans DEPH et latex |
| Couleur | Jaune |
| Dimensions en mm | 0,7 x 18 mm |
| Méthode de stérilisation | Oxide d'éthylène |
| Réglementation Européenne | MDD - 93/42/EEC - Classe IIa |
| Type d'emballage | Boîte |