

1006002 - Suprasorb® F pansement de fixation - rouleau - 10 cm x 10 m - 1 pc



Déscription

Suprasorb® F est un pansement transparent et auto-adhésif. Il s'adapte de manière flexible à la peau et offre un confort de port élevé. Le pansement en aluminium transparent permet un contrôle facile de la plaie et protège le nouveau tissu épithélial des influences extérieures telles que les germes et l'humidité. Il favorise la cicatrisation des plaies en gardant l'environnement de la plaie humide. Convient aux plaies légèrement exsudatives et aux plaies superficielles. L'utilisateur peut prendre une douche avec le bandage

Spécifications

Marque	Lohmann Rauscher
Composition	Film de polyuréthane avec couche d'adhésif polyacrylate, avec coating de polyéthylène
Compresse	Non
Perforé	Non
sku	1006002
Stérile	Non
Couleur	Blanc
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	10 cm x 10 m
Type d'emballage	Pièce