


## 1559613 - DIEGO VR



### Déscription

DIEGO® soulage le thérapeute et le patient. Grâce à sa construction aérienne, DIEGO® est facilement accessible de tous les côtés et offre ainsi l'espace pour une thérapie qualitative de la fonction motrice du bras et de l'épaule.

La Compensation de Gravité Intelligente (IGC), allège le bras et permet le mouvement physiologique des bras dans toutes les phases de rééducation en 3D.

Qu'il s'agisse d'applications passives, assistées ou actives, le DIEGO® peut être adapté aux besoins individuels de chaque patient. Facile et rapide. Avec le logiciel intégré tyroS, l'installation prend très peu de temps.

Thérapies interactives et entraînement de tâches orientées avec des objets. Le DIEGO® VR permet un transfert idéal de ce que le patient a appris dans la vie quotidienne.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Tyromotion
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce