

1543629 - Urinal femme - avec couvercle - gradué - 1000 ml - 1 pc



Déscription

Cet urinoir est un outil utile pour les femmes. Après utilisation, l'urinoir peut être fermé avec un couvercle. La capacité maximale est de 1 litre avec indication de la taille. L'urinale peut être stérilisé avec un autoclave.

Spécifications

| | |
|----------------------------------|---|
| Autoclavable | Oui |
| Composition | Urinale: polypropylène, couvercle: polyéthylène |
| Code CNK | CNK 1680-305 |
| Contenu | 1000 ml |
| Couleur | Opaque |
| Réglementation Européenne | MDD - 93/42/EEC - Classe I |
| Sex | Femmes |
| Type d'emballage | Pièce |