

## 1600880 - Thermomètre sans contact NT13B



### Déscription

Le iHealth ThermoPro (NT13B) possède 2 capteurs intégrés. Incluant un capteur infrarouge ultra-sensible qui mesure l'énergie infrarouge émise par le front. Il existe également un capteur de distance qui garantit que la mesure ne se fait pas à plus de 3 cm du front pour éviter les erreurs.

Ce thermomètre peut être intégré dans des applications tierces grâce au SDK iHealth. Les mesures ne sont pas synchronisées avec l'application iHealth MyVitals. Comprend deux piles AAA.

## Spécifications

<b>Marque</b>	ihhealth
<b>Mémoire</b>	Non
<b>Fonction d'arrêt automatique</b>	Oui
<b>Digital</b>	Oui
<b>Infrarouge</b>	Oui
<b>Non contact</b>	Oui
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de thermomètre</b>	Thermomètre sans contact
<b>Vitesse de mesure</b>	1 sec