

1560851 - KARDIOMED - Pluto



Déscription

Le système de réadaptation Kardiomed® Pluto comprend un tapis roulant avec une faible hauteur d'accès et des barres latérales extensibles sur toute la longueur du tapis roulant.

Pour les patients ayant une capacité limitée à la marche, un entraînement fonctionnel à la marche est liée à beaucoup d'efforts et souvent aussi à l'inconfort des thérapeutes et des patients. C'est une bonne raison d'utiliser un tapis roulant approprié, sécurisant, pour réaliser un programme de réhabilitation

Caractéristiques

- Évolution de l'entraînement des fonctions locomotrices
- Dispositif durable avec un faible coût de maintenance
- Entraînement physiologique du schéma de marche normal
- Accès précoce à la thérapie
- 6 écrans LCD
- Barre de sécurité (62 cm)
- Arrêt d'urgence
- Arrêt d'urgence avec câble relié au patient
- Interface RS 232 (option : adaptateur USB)
- RFID inclus (sur le Type Pluto 521)
- Taille de la bande de roulement 150 x 50 cm
- Vitesse Tapis de course 0-18 km/h (option 0-20 km/h)
- Augmentation de la vitesse par 0,1 km/h
- Inclinaison 0% -20% (option 0-25%)

Spécifications

Marque

Proxomed

Réglementation Européenne

MDD - 93/42/EEC - Classe IIb

Type d'emballage

Pièce