

## 1543486 - HK 49 coussin chauffant ventre/dos - 100 W - 1 pc



### Déscription

Le coussin chauffant pour votre abdomen/dos avec une surface respirante extra douce et une large bande élastique assure un confort de port agréable et une fixation facile. Avec 3 réglages de température et un système de sécurité Beurer et un arrêt automatique après 90 minutes. L'interrupteur peut être retiré, le matériau polaire doux est lavable en machine jusqu'à 30°.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Beurer
<b>Dimensions du produit</b>	L 28 cm, L 69 cm
<b>SKU leverancier</b>	21314
<b>Puissance</b>	100 W
<b>Lavable en machine</b>	Oui
<b>Respirant</b>	Oui
<b>Chauffage rapide</b>	Oui
<b>Housse incluse</b>	Non
<b>Housse lavable en machine</b>	Non
<b>Système de sécurité</b>	Oui
<b>Niveaux de température</b>	3
<b>Fonction d'arrêt automatique</b>	Oui
<b>sku</b>	1543486
<b>Réglementation Européenne</b>	2014/30/EU
<b>Type d'emballage</b>	Pièce