

1543970 - Coussin standard mousse viscoélastique 4 x 42 x 42 cm - 1 pc



Déscription

En plus de présenter tous les avantages du coussin incliné, celui-ci est muni d'un plot d'abduction. Idéal et confortable, il évite les effets de « tangage » et empêche le glissement vers l'avant.

Spécifications

Marque	Renol
Composition	Viscose
Couleur housse	Bleu
Lavable	60°
Marque du matériel de positionnement	Renol
Matériel	PU
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	4 x 42 x 42 cm
Type d'emballage	Pièce