

1550672 - Detectaplast® - premium - hydrogel - 6,7 x 11 cm - 1 x 10 pcs



Déscription

Pansements hydrogel bleus et détectables pour les utilisateurs professionnels de l'industrie alimentaire, de la restauration et de la restauration collective. Ces pansements sont imperméables et élastiques et sont conformes aux normes HACCP en vigueur.

Le pansement Detectaplast® Hydrogel convient aux coupures et aux abrasions. L'hydrogel contient 60 % d'eau, absorbe le liquide de la plaie et a un léger effet de refroidissement, ce qui soulage la douleur. La combinaison de l'hydrogel, du liquide de la plaie et du manque d'oxygène crée un environnement humide qui accélère la régénération de la peau dans la plaie (angiogenèse).

Spécifications

Marque	Detectaplast
Dimensions du produit	L 6.7 cm, L 11 cm
Stérile	Non
Compresse	Oui
Perforé	Non
Composition	Sans latex, polyéthylène
Couleur	Bleu
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Boîte