

1103475 - Conteneur à aiguilles - rond - 0,6 L - 1 pc



Déscription

Conteneur pour objets tranchants et usage régulier avec une poignée. Le couvercle est équipé d'une fermeture temporaire et permanente pour retirer les aiguilles. Avec système de valve qui offre une sécurité maximale lors de l'utilisation qui empêche les objets ou les déchets de s'échapper déjà dans le récipient.

Spécifications

Marque	AP
Dimensions du produit	H 14.5 cm
Composition	Polypropylène
Contenu	0,6 l
Forme	Rond
Type d'emballage	Pièce