

1501906 - Bassin Maxi - pulpe - 2 litre - 100 pcs



Déscription

Le bassin de lit Maxi de Vernacare permet aux patients alités d'aller aux toilettes sans se retourner ni se soulever. Le bassin de lit est donc idéal pour l'utilisation générale des toilettes des patients à mobilité réduite au lit.

La conception en forme de coin glisse sous le patient sans avoir à le soulever ou à le rouler. Le bassin de lit est entièrement fabriqué à partir de pulpe et a une capacité de 2 L (rétention d'eau jusqu'à 4 heures).

Dimensions (L x P x H) : 380 x 610 x 295 mm

Spécifications

Marque	Vernacare
Composition	Entièrement macérable
Couverture	Non
Autoclavable	Non
sku	1501906
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Boîte