

1002286 - Lames de bistouri nr 20 - stériles - 1 x 100 pcs



Déscription

Le No. 20 est une version large du couteau à bistouri No.10 avec un tranchant incurvé et un dos plat non aiguisé.

Spécifications

Marque	Swann Morton
Composition	Acier inoxydable
Stérile	Oui
Normes	ISO 1385:2016
sku	1002286
Numéro du bistouri	20
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte